

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 16765

DISINFETTANTE IN POLVERE SOLUBILE IN ACQUA DI RETE A FREDDO

Composizione

Complesso potassio peroxomonosolfato 50g
Coformulanti ed eccipienti, profumo e solventi q.b. a 100g

Caratteristiche

Rely+On™ Virkon™ è un disinfettante di alto livello particolarmente indicato ogni qualvolta vi sia bisogno di un efficace controllo della diffusione di infezioni: in 15 minuti di tempo di contatto, ottiene la distruzione fisica di microrganismi patogeni di oltre 500 ceppi di origine virale, batterica e fungina. Ideale in tutti gli ambienti che richiedono alti standard di igiene. Testato su ogni tipo di superficie, viene applicato per la disinfezione dei piani di lavoro, di attrezzature, di macchinari, di ambienti. Rely+On™ Virkon™ polvere ha un titolo ossidimetrico, espresso come cloro disponibile, pari a circa il 10,50%.

La soluzione d'uso all'1% in acqua sviluppa 1050 ppm di cloro disponibile.

Campo di impiego

Rely+On™ Virkon™ ha spettro antimicrobico ampio, e la sua efficacia è stata testata mediante test UNI EN 1276 (attività battericida fase 2 step 1), UNI EN 1650 (attività fungicida fase 2 step 1) UNI EN 13967 (battericida e fungicida fase 2 step 2) e UNI EN 14476 (attività virucida).

Rely+On™ Virkon™ trova impiego nella disinfezione di vetreria e strumenti da laboratorio, vasche, recipienti, cisterne, banchi, tubazioni, pavimenti, frigoriferi, pareti, contenitori della spazzatura, stazioni e mezzi di trasporto, nonché per la disinfezione di superfici, ecc... Può essere usato sia nelle procedure manuali che nei disinfettatori automatici e nelle lavatrici a ultrasuoni. Si raccomanda di effettuare un'accurata pulizia deterzione degli strumenti prima della disinfezione. Il prodotto è indicato anche per la disinfezione della contaminazione da parte dei liquidi biologici, per la disinfezione nel campo dell'industria alimentare e le per la disinfezione in ambito professionale.

Dosi e modalità di impiego

Disinfezione superfici dure, non porose:

1. aggiungere 10 g di Rely+On Virkon per ogni litro di acqua a temperatura ambiente (1%)
2. attendere circa 2 min per attivazione (termine dell'effervescenza) e applicare con straccio o a spruzzo sulle superfici: 300 ml/m² sono di media sufficienti, dipende dal tipo di nebulizzazione
3. dopo 15 minuti, Virkon avrà neutralizzato tutti i microrganismi, procedere con normale risciacquo. La soluzione è efficace per circa 5-7 giorni, finché rimane rosa.

Disinfezione indumenti, tessuti, stracci: immergere in soluzione 1% per 15 min; risciacquare prima in acqua tiepida, poi in acqua fredda.

Disinfezione liquidi organici: direttamente in polvere su residui e fluidi organici quali sangue, viscere, ecc. Lasciare agire fino al termine dell'effervescenza, ricoprire con acqua, attendere 5 minuti e rimuovere.

Articolo	Codice	Confezione
Rely+On™ Virkon™	3-2632-RELY+ON	1 barattolo da 1 kg