

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 9480

DISINFETTANTE BATTERICIDA

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
Dimetilalchil Benzil ammonio cloruro (CAS 68424-85-1) 10,00 g (100 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g
Oli essenziali ed acqua

Caratteristiche

ICISTERJL è un prodotto a base di sali quaternari d'ammonio e trova largo impiego per disinfezioni generali nel settore ospedaliero, industriale, caserme, comunità, in genere per tutti gli uffici pubblici.

Campo d'impiego

ICISTERJL ha un vastissimo campo di applicazione ed è largamente impiegato ovunque sia richiesta una efficace azione germicida come: industrie in genere, ospedali, cliniche, ambulatori, comunità, mense, uffici pubblici in genere, ecc.
ICISTERJL viene impiegato su larga scala in tutti quei trattamenti dove è richiesta contemporaneamente l'azione disinfettante, detergente e deodorante.

Dosi e modalità di impiego

ICISTERJL va diluito in ragione di 50 – 100 ml in 10 litri d'acqua. La soluzione così ottenuta va irrorata sulla superficie e negli ambienti da disinfettare.

Articolo	Codice	Confezione
Icisterjl	3-1-226-1X10	Tanica da 10 litri

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie