

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 7836

DISINFETTANTE LIQUIDO AD AZIONE BATTERICIDA, VIRUCIDA, ANTIMICOTICA e ANTIMUFFA

Composizione

Benzalconio Cloruro	10 g
Ortofenilfenolo	1,00 g
Coformulanti e acqua	q.b. a 100g

Caratteristiche

GERMO INODORE è un germicida disinfettante, concentrato e senza profumo. La sua speciale formula, caratterizzata dall'azione sinergica del Sale Quaternario d'Ammonio ed Ortofenilfenolo, è attiva contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, *Listeria*, *Mycobacterium tuberculosis* (TBC), virus (HIV, HBV, HCV).

GERMO INODORE svolge anche un'azione preventiva poiché impedisce l'avvio di processi di fermentazione di funghi e muffe e il conseguente formarsi dei cattivi odori; è molto semplice da utilizzare, si diluisce facilmente in acqua e non lascia aloni.

GERMO INODORE può essere impiegato in qualsiasi ambiente dove sia necessario l'utilizzo di un disinfettante concentrato e vede il suo utilizzo in molteplici ambiti: nei depositi tessili, di carta, cartoni e materiali cartotecnici e ovunque ci sia la necessità di controllare la formazione di funghi e muffe; per la sanificazione di celle frigorifere e magazzini; per la disinfezione in ambito alberghiero e nelle industrie di lavorazione e trasformazione alimentare; per la disinfezione degli utensili da taglio (coltelli, lame, etc.); per la disinfezione delle superfici di macelli avicoli, mattatoi, salumifici, caseifici, ecc.

Dosi e modalità di impiego

GERMO INODORE si usa solo diluito.

Versare 10 ml di prodotto in un litro d'acqua, applicare con spugne, strofinacci, spruzzatori, pompe a mano o meccaniche o qualunque altro mezzo su pareti e superfici lavabili.

Lasciare agire per almeno 15 minuti e risciacquare.

Per eliminare i virus (inclusi HIV, HBV e HCV) e batteri (inclusi *Listeria* e micobatteri) portare la diluizione a 50 ml per litro d'acqua e ridurre il tempo di posa a 5 minuti prima del risciacquo finale.

La soluzione diluita in un idoneo flacone è stabile per 7 giorni se viene aperto e chiuso correttamente alla fine di ogni utilizzo, senza che il contenuto sia contaminato da sostanze e/o agenti esterni.

Precauzioni

Evitare il contatto con gli alimenti. GERMO INODORE è incompatibile con saponi e tensioattivi anionici.

Validità

5 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

Articolo	Codice	Confezione
Germo Inodore	3-2623-Q503	Tanica da lt 3 in scatole da 6 pz
Germo Inodore	3-2623-Q503-Lt1	Flacone da 1 l in scatola da 12 pz