

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 19523

DISINFETTANTE GERMICIDA CON AZIONE BATTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA

Composizione

Propionato di N,N-didecil-N-metil-poli(ossietil) ammonio
(da Bardap 26) puro 0,7 g
Alcool etilico 50,0 g
Coformulanti e propellente q. b. a 100 g

Caratteristiche e usi

Preparato in formulazione spray con azione disinfettante, battericida, fungicida e virucida con azione deodorante. Può essere usato nei seguenti ambienti: ambulatori e sale di degenza; uffici; aule scolastiche, luoghi di ritrovo di riunioni e svago; e abitacoli di automobili, autobus, camion, camper, roulotte, treni, aerei e navi. Agisce su batteri gram + e gram -, funghi, virus e muffe. Contiene un deodorante in grado di catturare cattivi odori.

Istruzioni di impiego

Agitare bene il prodotto prima di utilizzarlo. Indirizzare il getto di prodotto verso l'alto al centro degli ambienti/locali da sanificare tenendo la bombola ad una distanza di almeno 20/30 cm dalle superfici e senza eccedere nella quantità.

Tempo di ogni singola erogazione 3 - 4 secondi. L'azione completa del prodotto avviene dopo un tempo minimo di contatto di 15 minuti. Ripetere il trattamento all'esigenza in base alla frequentazione e alla aerazione dei locali.

È indicato anche per l'uso nei dispenser automatici applicando la speciale valvola ad erogazione dosata.

Bombola aerosol a svuotamento totale. Posizionare la bombola aerosol sul pavimento, al centro dell'ambiente. Prima di attivare la valvola è necessario agitare bene la bombola. Premere sul tasto erogatore fino all'incastro della valvola e abbandonare il locale durante l'erogazione chiudendo le porte e finestre di accesso. Lo svuotamento della bombola avviene in circa 2 minuti e mezzo. Attendere il completo svuotamento della bombola e lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti e successivamente areare il locale per 15 minuti.

Dosi di impiego: una bombola da 100 ml è mediamente sufficiente ad assicurare una disinfezione di ambienti di 30-100 metri cubi (100 m³ corrispondono ad esempio ad un locale 5x5x4). Se la cubatura dei locali infestati richiede l'impiego contemporaneo di più bombole, questi devono essere collocate ad intervalli regolari l'una dall'altra per permettere una omogenea distribuzione dell'aerosol disinfettante. In tal caso l'operatore deve procedere all'apertura dapprima della bombola più distante dalla porta d'uscita ed inseguito di quelle via via più vicine.

Articolo	Codice	Confezione
Sanymayer	3-69-1-400X12	Bombola da 400 ml in scatola da 12 pz
Sanymayer Autosvuotante	3-69-1-100X12	Bombola da 100 ml in scatola da 12 pz

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie