

CONCIME CE - MISCELA FLUIDA DI MICROELEMENTI MANGANESE (MN) (EDTA) E ZINCO (ZN) (EDTA).



Composizione

Zinco (Zn) EDTA	1%
Manganese (Mn) EDTA	3%
Molibdeno (Mo)	0.01%
Acqua e Coformulanti	q.b. a 100%

Dosi di impiego

Per una migliore e duratura azione si raccomandano 2/3 applicazioni. L'intervallo tra le applicazioni dipende dalle condizioni ambientali e dalle necessità della coltura. È importante che la soluzione sia distribuita in modo uniforme al fine di garantire l'omogenea copertura della vegetazione. Acidificare la soluzione a pH 6, preferibilmente con acidi organici (citrico, acetico). In estate utilizzare nelle ore più fresche della giornata.

Non applicare in caso di vento.

Ortaggi (tutti): 250-350 ml/hl (min. 2.5 L/ha), 10/20 gg.

Frutticole (tutte), **Agrumi** (tutti), **Olivo**: 250-350 ml/hl (min. 2.5 L/ha), da prima foglia distesa ogni 10/30 gg.

Vite e Uva da Tavola: 250-350 ml/hl (min. 2.5 L/ha), da tralci di 5 cm ogni 10/20 gg. **Cereali** (tutti): 250-350 ml/hl (min. 2.5 L/ha), a secondo nodo visibile (BBCH 32) e inizio spigatura (BBCH 50/52).

Soia: 250-350 ml/hl (min. 2.5 L/ha), dalle prime foglie vere ogni 10/30 gg.

Tabacco: 250-350 ml/hl (min. 2.5 L/ha), dal trapianto ogni 10/20 gg.

Aromatiche (tutte), **Ornamentali** (tutte), **Floricole** (tutte): 200-300 ml/hl (min. 2.0 L/ha), durante il ciclo colturale ogni 10/20 gg.

Arboricoltura, Ornamentali, Tappeti Erbosi in ambito Urbano e Aree Sensibili: 200-300 ml/hl (min. 2.0 L/ha), da metà primavera ogni 10/30 gg.

Compatibilità

Non miscelare con oli, prodotti a base di calcio, bagnanti ionici, poltiglia bordolese, prodotti fortemente alcalini (pH > 8.5). Si raccomanda sempre di effettuare test di compatibilità sulle colture prima di un impiego su larga scala. Si raccomanda di lavare bene l'apparecchiatura usata una volta terminata l'applicazione con acqua ed eventuali detersivi specifici onde evitare la polimerizzazione del prodotto che potrebbe otturare gli ugelli.

Articolo	Codice	Confezione
Manzic MZ	39-1-107	Flacone da 1l in scatola da 20 pz